

Antibiotica thuis met een elastomeerpomp

Soms is het niet nodig om voor de behandeling met antibiotica via het infuus langer in het ziekenhuis te blijven, maar kan dit thuis worden voortgezet. Dan kan het zijn dat er wordt gekozen voor toediening met behulp van een elastomeerpomp. In deze folder vindt u meer informatie en praktische adviezen over de behandeling thuis met de elastomeerpomp.

Elastomeerpomp

De elastomeerpomp is een soort infuus. De werking van een elastomeerpomp is eenvoudig: een elastomeer membraan (ballon) wordt gevuld met medicatie. Door de elastische druk wordt de medicatie door de toedieningslijn 'geduwd'. De lijn zorgt voor een constante en betrouwbare toediening van de medicatie. De elastomeerpomp wordt ook wel aangeduid met de term 'easypump'.

Kinderthuiszorg

De thuisbehandeling wordt gedaan door gespecialiseerde kinderverpleegkundigen van de Kinderthuiszorg. Zij hebben de kennis en kunde om deze zorg op een verantwoorde en zo kindvriendelijk mogelijke wijze uit te voeren. Ook hebben zij contact met het ziekenhuis indien dit nodig is.

De Kinderthuiszorg is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

telefoonnummer: 088 0200 700.

ZGT Apotheek

De apotheek van het ZGT draagt zorg voor de bereiding van de medicatie. Afhankelijk van de houdbaarheid van het product zullen zij de leveringswijze met u afstemmen. Bij aanvang van de therapie krijgt u een startpakket met materialen voor de verzorging van het infuus. Voor het aanvragen van nieuwe materialen kunt u contact opnemen met de ZGT Apotheek. Kosten verbonden aan verbandmaterialen worden doorgaans niet vergoed en komen dus voor eigen rekening.

Nieuw infuus

Er bestaat een kans dat tijdens de antibioticakuur een nieuw infuus nodig is, omdat het infuus niet meer goed zit. U zult daarvoor terug naar het ziekenhuis moeten.

Indien u ziet dat het infuus niet meer goed zit, of u twijfelt daaraan, dan kunt u contact opnemen met de Kinderthuiszorg.

Belangrijke aandachtspunten voor thuis

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten waar u thuis rekening mee dient te houden:

- Het is belangrijk dat u af en toe de insteekopening van het infuus controleert op roodheid, zwelling en pijn. Indien u een van de zojuist benoemde verschijnselen observeert, neemt u dan contact op met de Kinderthuiszorg.
- Indien uw kind koorts krijgt, suf is, niet goed drinkt of andere tekenen van ziek zijn vertoont, neemt u contact op met de Kinderthuiszorg.
- Tijdens het aan- en uitkleden, is het belangrijk dat u zo voorzichtig mogelijk met het infuus omgaat. Het infuus kan namelijk gemakkelijk verschuiven of sneuvelen.
- Indien het infuus sneuvelt, is het mogelijk dat de insteekopening waarin het infuus zat wat nalekt met bloed. Duw hier dan voorzichtig een gaasje op en houd dit een aantal minuten vast. Het bloeden zal daarna vanzelf stoppen.
- Douchen en baden met een infuus is mogelijk. **Let op:** het infuus en de filter van de elastomeerpomp mogen **niet nat** worden. Er kan bijvoorbeeld een douchehoes gebruikt worden. Vraag dit, indien nodig, na bij de verpleegkundige van de Kinderthuiszorg.

Almelo

Zilvermeeuw 1
Postbus 7600
7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141
Postbus 546
7550 AM Hengelo

 zgt.nl/mijnzgt
 <http://bit.ly/1y7WjbP>
 facebook.com/zgtinfo

 linkedin.com/company/zgt
 twitter.com/zgt_info
 youtube.com/user/zgtinfo

PRAKTISCHE TIPS VOOR THUIS

Dragen

Bij de elastomeerpomp heeft u een heuptasje ontvangen. Hierin kan de pomp gemakkelijk meedragen worden.

Weersomstandigheden/temperatuur

Weersomstandigheden zoals temperatuurschommelingen, zonlicht of een zeer hoge luchtvochtigheid kunnen invloed hebben op de inlooptijd van het infuus. Voorkom dat het product wordt blootgesteld aan extreme omstandigheden. Ga op een hete zomerdag bijvoorbeeld in de schaduw zitten als de elastomeerpomp aangesloten is. Op een koude winterdag is het verstandig de elastomeerpomp onder de kleren te dragen.

Inloopsnelheid

Door verschillende omstandigheden kan het zijn dat een elastomeerpomp sneller of langzamer leegloopt dan verwacht. Dit is normaal. Mocht het een erg groot verschil betreffen, geef dit dan aan bij de verpleegkundige van de Kinderthuiszorg. Zij kunnen, indien nodig, contact opnemen met de ZGT Apotheek.

Bewaarcondities

Op het etiket staat hoe de elastomeerpomp bewaard moet worden: in de koelkast of bij kamertemperatuur.

Koelkast

Als de elastomeerpomp volgens het etiket in de koelkast bewaard moet worden, is het belangrijk om het product voor gebruik op kamertemperatuur te brengen. Hierbij kunnen de volgende tijden worden aangehouden:

- Volume 100 ml of minder: 6 uur voor gebruik uit de koelkast halen.
- Volume 101 – 500 ml: 12 uur voor gebruik uit de koelkast halen

Kamertemperatuur

Als de elastomeerpomp bij kamertemperatuur bewaard moet worden, bewaar de infusen dan op een plek waar de temperatuur tussen 18 en 25 °C is. Belangrijk is dat ze **niet worden blootgesteld aan direct zonlicht**.

Slapen

Indien de elastomeerpomp gedurende het slapen inloopt is het vooral belangrijk dat de elastomeerpomp ongeveer op dezelfde hoogte ligt als uw kind. U kunt het product bijvoorbeeld in het heuptasje laten zitten. Mocht dit niet prettig voelen, dan kunt u hem onder een kussen naast uw kind leggen.

Activiteit en bewegen

Sporten met de elastomeerpomp is mogelijk. Hierbij is belangrijk dat:

- De elastomeerpomp op de juiste hoogte wordt gedragen.
- De temperatuur niet oploopt.
- Het filter niet nat wordt.
- De elastomeerpomp niet valt.

Intensief sporten wordt ontraden.

Contactgegevens

Kinderthuiszorg: 088 0200 700
7 dagen per week, 24 uur per dag
ZGT Apotheek: 088 708 39 68
maandag t/m vrijdag 8:00-17:30 uur
zaterdag 9:30-17:30 uur

Check het dossier van uw kind op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van het medisch dossier van uw kind inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij hebben klaargezet. Zie voor meer informatie de folder '[MijnZGT machtiging voor ouders](#)'.